



Latera **Acute**



Кровать
с латеральными наклонами

HEALTH-CARE PROGRAM

Latera Acute – новое решение в медицине

- ВОЗМОЖНОСТЬ ЛАТЕРАЛЬНЫХ НАКЛОНОВ
- ЗАБОТА О ПАЦИЕНТЕ И МЕДПЕРСОНАЛЕ
- ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ ПРОЛЕЖНЕЙ, ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
- БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАТЕРАЛЬНЫХ НАКЛОНОВ

- Значительная экономия сил медперсонала.
- Простота и удобство ухода за пациентом за счет использования латеральных наклонов $\pm 15^\circ$.
- Действенная профилактика пролежней, тромбоэмболических состояний и осложнений дыхательной системы.



- Широкий функционал, направленный на комфорт и удобство пациента.



- Экономия сил и простота работы медперсонала.

Новая серия функциональных кроватей Latera Acute значительно упрощает работу медперсонала по уходу за больным и является действенным методом против ряда определенных осложнений здоровья пациента.

КОМФОРТ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

- Широкий выбор пультов управления.
- Функциональность регулировок, реализованная в новой контрольной панели управления SUPERVISOR.
- Возможность ножного управления функциями кровати.
- Дополнительная кнопка безопасности «GO» для разблокировки функций кровати.



- Разнообразие дополнительных аксессуаров.



- Превосходная стабильность и прочность конструкции кровати.



- Маневренность в узком пространстве (функция 5-е колесо).



- Минимум риска возникновения инфекционных заболеваний.



- Удобный билатеральный пульт ножного управления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Функция авторегрессии, позволяющая уменьшить сдавливание тканей и внутренних органов брюшной полости и таза пациента.
- Полочка для белья с возможностью хранения центральной панели управления.
- Встроенная аккумуляторная батарея с индикатором заряда и работоспособности.
- Съемные торцы из цельнолитого ABS-пластика.
- Функция увеличения длины ложа кровати.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Наружные габариты | 224×98 см |
| Увеличение ложа кровати | +8/+17 см |
| Рекомендуемые размеры матраца | 200×86×12 см |
| Регулировка высоты ложа кровати | 43–81 см |
| Регулировка латеральных наклонов | $\pm 15^\circ$ |
| Тренделенбург/ /антиТренделенбург | $\pm 16^\circ$ |
| Безопасная нагрузка ложа кровати | 200 кг |