



Sprint



Универсальная
транспортная каталка

HEALTH-CARE PROGRAM

Sprint – функциональность, мобильность и надежность

Sprint – каталка с улучшенными характеристиками и эргономикой конструкции.

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
- СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ МАТРАЦ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕН ИССЛЕДОВАНИЙ



■ Простота и надежность конструкции с использованием современных материалов.

■ Использование различных защитных элементов для более длительного срока эксплуатации.

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТА

- Использование складных поручней для удобного перемещения каталки.
- Доступность и простота управления.
- Возможность установки аксессуаров в любой из углов каталки.
- Возможность комплектации каталки полностью рентгенопрозрачным ложем.

ПРОСТОТА РАБОТЫ

- Новый специально разработанный матрас Sprint Plus оснащен пластиковыми раздвижными прокладками, необходимыми для более удобного и легкого перемещения пациента с каталки на другую поверхность (операционный стол, больничную кровать и т. д.).
- Универсальность и функциональность каталки Sprint позволяет использовать ее в самых сложных и экстремальных условиях.



Мобильность и функциональность.



Гидравлическая система телескопических колонн.



Проведение рентген исследований на каталке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наружные габариты	75,5×205 см
Внутренние габариты (ложе)	65×192 см
Регулировка высоты ложа каталки	58,5–90,5 см
Высота боковых ограждений	40 см
Длина боковых ограждений	140 см
Угол наклона спинной секции	0°–70°
Тренделенбург/ /антиТренделенбург	12°/12°
Безопасная нагрузка	230 кг



LINET spol. s r.o., Želečnice 5, 274 01 Slaný, Czech Republic
tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: info@linet.cz, www.linet.com

10/2012