



Дозаторы для пипеток BRAND отличаются эргономичная форма, превосходный контроль дозирования, легкий вес и высокая надежность:

- *accu-jet® pro*
- *macro*
- *micro*
- *micro-classic*

Дозаторы для пипеток



Детальный обзор...



Спецификация

- Вес: 190 г
- Температура эксплуатации и зарядки: от +10 °C до + 35 °C
- Скорость дозирования: 50 мл менее, чем за 10 секунд
- Для стеклянных и пластиковых пипеток от 0,1 до 200 мл
- Приблизительно восемь часов непрерывного дозирования (с 10 мл пипеткой) без подзарядки
- Аккумуляторная батарея в комплекте: Никелевый металл-гидридный аккумулятор 2,4 В / 700 мА•ч

Использование и эксплуатация

Удобство использования

Эргономичная форма, вес всего 190 г, идеально сбалансированная конструкция – для дозирования без напряжения руки даже при длительной работе.

Чувствительность

Дозатор для пипеток *accu-jet® pro* обеспечивает непрерывную регулировку скорости при помощи всего лишь двух клавиш. Кроме того, Вы можете выбрать предпочтительную для себя максимальную скорость двигателя для улучшения чувствительности и контроля при использовании пипеток малого объема.

Мощность и бесшумная работа

Быстрое наполнение! На максимальной скорости двигателя, пипетка 50 мл наполняется менее чем за 10 секунд. Двигатель и насос работают бесшумно и практически без вибрации. Чем дольше вы используете дозатор для пипеток *accu-jet® pro*, тем больше вы ощущаете его преимущества.

Запас заряда батареи

Нет необходимости беспокоиться о запасе заряда батареи для завершения серии дозирования. Мигающий светодиодный индикатор предупреждает о низком заряде приблизительно два часа до полной разрядки.



■ **Работа только одной рукой**
Все манипуляции проводятся одной рукой: выберете режима дозирования (самотеком/под действием двигателя) и установите скорость двигателя при помощи большого пальца; используйте разную силу нажатия на клавиши дозирования для тонкого контроля над скоростью наполнения и дозирования.

■ **Улучшенная система зарядки аккумулятора**
Интеллектуальное зарядное устройство препятствует избыточной зарядке NiMH аккумулятора. Оно эффективно устраняет эффект памяти аккумулятора (сокращенное время работы при преждевременной зарядке). Мигающий светодиодный индикатор предупреждает о необходимости зарядки аккумулятора. Время зарядки - 4 часа. После этого, зарядное устройство автоматически переключается в импульсный режим длительной зарядки. Дозатор для пипеток всегда готов к работе, даже во время зарядки.

■ **Чистота при хранении**
Храните ваш дозатор в пределах досягаемости, ставя его на поверхность лабораторного стола в перевернутом состоянии. Или вешайте его на настенный держатель, чтобы сохранить рабочее пространство.

■ **Четыре цвета**
Выбор из четырех различных цветов корпуса позволяет определить индивидуальный дозатор для различных пользователей.



Информация для заказа

accu-jet® pro

Комплект поставки:

Каждый дозатор для пипеток поставляется с никелевым металл-гидридным аккумулятором, 2 крышками аккумуляторного отсека, настенным держателем, зарядным устройством (100 - 240 В; 50/60 Гц) и 2 запасными стерильными мембранными 0,2 мкм фильтрами.

Цвет accu-jet® pro	темно-синий Кат. Номер	розовый Кат. Номер	зеленый Кат. Номер	ярко-синий Кат. Номер
с зарядным устройством для следующих стран:				
Европа (континентальная)	263 00	263 01	263 02	263 03
Великобритания/Ирландия	263 10	263 11	263 12	263 13
США	263 30	263 31	263 32	263 33
Австралия	263 20	263 21	263 22	263 23
Япония	263 40	263 41	263 42	263 43
без зарядного устройства	263 04	-	-	-

Запасные части

(Другие запасные части и принадлежности могут быть найдены в инструкции по эксплуатации.)

Описание	Кат. Номер
Мембранный 0,2 мкм фильтр (ПП, ПТФЭ), стерильный	265 30
Адаптер для пипетки с обратным клапаном	265 08
Никелевый металл-гидридный аккумулятор	266 30

Дозатор для пипеток масгро

Новый дизайн для оптимальной работы

НОВИНКА!

Комфортная работа без усилий

Специально разработанная система клапанов обеспечивает легкость сжатия новой груши. Это сделало возможным набрать 50 мл жидкости всего лишь за 11 секунд. Чувствительный рычаг для дозирования имеет пружину, что позволяет точно контролировать набор и дозирование жидкостей. Точная установка мениска выполняется без усилий.



Широкая область применения

Для работы со всем диапазоном градуированных и мерных пипеток от 0,1 до 200 мл необходим всего один дозатор масгро. Силиконовый адаптер конической формы надежно и безопасно фиксирует пипетки в дозаторе. Дозатор масгро полностью автоклавируется при 121 °C (2 бар), в соответствии с DIN EN 285. Гидрофобный мембранный фильтр защищает дозатор масгро от проникновения жидкости внутрь.

Эргономичный дизайн

Оптимальный дизайн, практическая функциональная конструкция и легкий вес 125 г гарантируют воспроизводимость при серийном дозировании, даже для неопытных пользователей.



Дозатор для пипеток масгро

Комплект поставки:

Каждый дозатор для пипеток поставляется с запасным мембранным 3 мкм фильтром.

Цвет	Кат. Номер
серый	262 00
зеленый	262 01
синий	262 02
розовый	262 03

Информация для заказа



Набор для дозирования BLAUBRAND®

Комплект поставки:

- 1 дозатор масгро, серый
- 6 градуированных пипеток BLAUBRAND®, тип 2
3 пипетки по 5 мл и 10 мл, класс AS, с обозначение DE-M и сертификатом на партию
- Полезная информация о продукции
мерная посуда BLAUBRAND®, работа с пипетками.
- Пластиковый контейнер
Идеален для хранения пипеток длиной до мм

Кат. Номер 260 07

Запасные части для дозатора масгро

Описание	Кол-во в упаковке	Кат. Номер
Мембранный фильтр 3 мкм (ПП, ПТФЭ), нестерильный	1	260 52
Мембранный фильтр 3 мкм (ПП, ПТФЭ), нестерильный	10	260 56
Адаптер (силикон), длина 44 мм	1	261 46
Держатель для адаптера (ПП), серый, длина 49 мм	1	262 20
Система клапанов (ПП, ПТФЭ, силикон)	1	261 28
Груша (силикон) с резьбовым кольцом (ПП)	1	262 25

Информацию о мерных и градуированных пипетках и пипетках вы можете найти на стр. 174-182.

Дозатор для пипеток micro

Дозатор для пипеток micro - необходимая принадлежность для отбора образцов при помощи одноразовых микропипеток с кольцевой отметкой и множества других пипеток малых объемов до 1 мл (например, пипеток для разбавления крови и для определения сахара в крови) с максимальным диаметром в верхней части 5 мм.

Дозатор micro уменьшает опасность переноса инфекции и автоклавируется при 121 °С.

Встроенное устройство сброса позволяет избавиться от загрязненных пипеток до 50 мкл, не прикасаясь к ним, предотвращая, таким образом, передачу опасных вирусов, таких как вирус гепатита В или ВИЧ.

Дозатор micro чрезвычайно легкий и очень удобен в использовании.

Дозатор для пипеток micro

1 шт. в упаковке.

Кат. Номер 258 00

Запасная система всасывания

3 шт. в упаковке.

Кат. Номер 258 05

Идеальное сочетание: дозатор для пипеток micro и одноразовые микропипетки **BLAUBRAND®**, стр. 251.



Дозатор для пипеток micro-classic

Работа под микроскопом требует предельной концентрации и для этого необходимы удобные и надежные инструменты.

Дозатор для пипеток micro-classic, отличающийся эргономической формой и простотой использования, обеспечивает комфорт и удобство в этой трудной работе. Он незаменим при ЭКО и в медицинских лабораториях. Подходит для одноразовых микропипеток с кольцевой отметкой и множества других пипеток малых объемов до 1 мл (например, пипеток для разбавления крови) с максимальным диаметром в верхней части 5 мм. Дозатор micro-classic адаптируется к работе правой и левой рукой. Адаптер и трубка для всасывания автоклавируются при 121 °С.

Дозатор micro-classic сводит к минимуму риск контаминации при работе с инфекционным материалом.

Дозатор для пипеток micro-classic

Каждый дозатор для пипеток поставляется с 2 запасными трубками для всасывания. 1 шт. в упаковке.

Кат. Номер 259 00

Запасной адаптер с трубкой для всасывания

3 шт. в упаковке.

Кат. Номер 259 31



Груши для пипеток

Простые дозаторы для пипеток, изготовленные из натурального каучука предназначены для мерных и градуированных пипеток. Управление путем сжатия соответствующих клапанов большим и указательным пальцами.



Груша для пипеток

Стандартная модель, для пипеток до 10 мл.

Груша для пипеток с 3 клапанами.

Клапан А: Выпуск воздуха

Клапан S: Наполнение

Клапан Е: Дозирование

1 шт. в упаковке.

Кат. Номер

253 00



Груша для пипеток

Универсальная модель, для пипеток до 100 мл.

Груша для пипеток с 3 клапанами.

Клапан А: Выпуск воздуха

Клапан S: Наполнение

Клапан Е: Дозирование

1 шт. в упаковке.

Кат. Номер

253 15



Груша для пипеток

Модель FLIP, для пипеток до 100 мл.

Груша для пипеток с 2 клапанами.

Выпуск воздуха через автоматический клапан.

Клапан ↑: Наполнение

Клапан ↓: Дозирование

1 шт. в упаковке.

Кат. Номер

254 00